



ObserVET

Měří

- aktivovaný parciální tromboplastinový čas APTT
- Quickův test PT

Výhody

- výsledek během pár minut
- využívá technologii RFID v rámci test managementu
- vybaven jedním vyhřívaným a zakrytým měřicím kanálem
- USB port pro případný upgrade softwaru, pro posílání výsledků do PC a následnou analýzu dat
- napájen z DC zdroje respektive z baterie (práce v terénu)

Systém kontroly kvality

- s využitím kontrolního materiálu pro zajištění správnosti naměřených hodnot

APTT / PT

