

Biochemický analyzátor

**EUROLyser**



**CUBE-VET**



- flexibilní, plně automatický "walk away" analyzátor pro veterinární diagnostiku na bázi mokré chemie
- systém je ovládán tabletem, který je součástí balení
- během několika minut získáte výsledky srovnatelné s velkými laboratorními přístroji
- výrobce neustále rozšiřuje portfolio měřených parametrů
- konektivita WiFi, Bluetooth, USB, RS232
- 23.5 x 13.0 x 14.5 cm  
2,4kg



DESIGNED &  
ASSEMBLED  
IN AUSTRIA



parametr	aplikace	vzorek	serum	plasma
SDMA	renal function	40 µl	🔴	🔴
Cortisol	metabolic monitoring	40 µl	🔴	🔴
canine Progesterone	reproductive medicine	40 / 5 µl	🔴	🔴
equine Progesterone	reproductive medicine	40 µl	🔴	🔴
bovine Progesterone	reproductive medicine	40 µl	🔴	🔴
T4 - Thyroxin	thyroid monitoring	20 / 5 µl	🔴	🔴
Lipase (pancreatic)	pancreas monitoring	20 / 5 µl	🔴	🔴
cCRP - canine CRP	inflammation monitoring	5 µl	🔴	🔴
SAA - Serum Amyloid A	inflammation monitoring	5 µl	🔴	🔴
Fructosamine	diabetes monitoring	20 µl	🔴	🔴
Phenobarbital	epilepsy monitoring	20 µl	🔴	🔴
GLDH	liver monitoring	100 µl	🔴	🔴
Fibrinogen	inflammation monitoring	5 µl	🔴	🔴
Lactate	metabolic monitoring	20 µl	🔴	🔴
NH3 Ammonia	liver monitoring	40 µl	🔴	🔴



**MEDISTA**

[www.medista.cz](http://www.medista.cz)  
[medista@medista.cz](mailto:medista@medista.cz)