

Sealmatic M

**NEW
product**



Sealmatic M nabízí perfektní sváry jednotlivě a možnost i segmentů

– jednotlivé přístroje lze použít samostatně, ale i kombinovat do řady. Praktickým designem s držadlem pro přenášení a nízkou vahou nabízí komfort při práci a mobilitu na pracovišti. Nízkou dobou svařování méně než 2-3 sekundy je perfektním pomocníkem při odběrech.

Charakteristiky

- Snadné vkládání hadiček
- Pouze 1 sec na jeden svár
- Možno svařovat hadičky o průměru 2,5 mm až 6 mm
- Technologie nízké hemolýzy
- Vysoce přesný spínač aktivace svaření
- Snadné čištění
- Malá hlava pro transparentnost svařovacího procesu



Svítilný kruh:
Monitoruje svaření



dobrý svár



chybný svár



Lmb Technologie GmbH

Möslstr. 17
D-85445 Schwaig

Tel: +49 - 8122 - 880 96 - 0
Fax: +49 - 8122 - 880 96 - 60

www.lmb.de
info@lmb.de

Sealmatic M

Možnost kaskádového propojení

**NEW
product**



Technická data

rozměry mm	60(š) x 210(v) x 336(h)
váha	4,1 kg
délka segmentu	65/70/75/80/85/90/95mm

Napájení

napětí	100-240 VAC
frekvence	47-63Hz
spotřeba (sváření)	200VA max
spotřeba (standby)	30VA max
pojistka	3,15 A/pomalá

Svařovací hlava & RF generator

Nominální výkon	50W pro odpor 50 Ohm
Svářecí frekvence	40,68 MHz±5kHz
Standardní doba sváru	1-3 sec
Omezení doby sváru	7,5 sec ± 1 sec
Mezera mezi čelistmi (otevřeny)	5 ±0,2mm
Mezera mezi čelistmi (zavřeny)	0,07mm


Okolí

Pracuje při teplotě okolí	10°C - +40°C
Skladování	-20°C - +50°C

■ Tube segment preparation



■ Tube wiring connection diagram



■ Sealing area shape



Sealmatic M možno i s kleštěmi