

# Bagmatic NOVO LS Slim

- \* transfuziologická váha pro odběry krve
- \* nenáročná na místo, speciálně navržena i pro potřeby mobilního dárcovství krve
- \* homogenní míchání krve, dlouhá výdrž baterie
- \* nepřetržitý záznam údajů o odběru – zajištění kvality
- \* možností sváření - kombinace váhy a svářečky v jednom zařízení (volitelné)
- \* teleskopický vyvýšený ovládací panel a LED anténa (viditelná i z větší vzdálenosti) - volitelné možnosti



## Funkce

- \* homogenní míchání krve
- \* detekce maximálního a minimálního průtoku
- \* technologie nízké hemolýzy
- sváření za 1 -3 sekundy
- \* sváření 2,5 až 6mm hadičky
- \* sváření možné i během nabíjení

## Bagmatic NOVO LS Slim



Volitelné příslušenství, externí bateriová čtečka čárových kódů



Přesné sledování průtoku signální svítící kroužek pro vizuální kontrolu procesu



Dotykový displej TFT

## Specifikace

<b>Svářecí cykly</b>	500 na jedno nabití baterie
<b>Materiál</b>	PVC hadičky krevních vaků a další
<b>Velikost hadičky</b>	vnější průměr 2,5 mm až 6,0 mm vnitřní průměr 2,9 mm až 3,2 mm
<b>Napájecí adaptér</b>	19 V 3,5 A
<b>Baterie</b>	Vnom=14,4V 240g 4S1P 4Li-ion 18650
<b>Vlhkost</b>	20 % až 90 %
<b>Přenos dat</b>	USB (volitelně wifi)

<b>Teplota</b>	pracovní podmínky +10 °C - +40 °C skladování / přeprava -20 °C - +50 °C
<b>Rozměr</b>	200(Š), 241(V), 327(D)mm 3,7 kg s RF 4,0kg 200(Š), 720(V), 327(D)mm 4,0 kg s RF 4,3kg (s teleskopickým ovládacím panelem)
<b>Čtečka čárových kódů</b>	ano / volitelně
<b>ERYSYS SW</b>	software pro sběr a přenos dat
<b>Barevná obrazovka</b>	s intuitivním ovládním
<b>Svářecí rukojeť</b>	213 x 68 mm, 250g



možnost sváření



možnost teleskopického ovládacího panelu