

Biosealer CR 6-PS AA

přenosná svářečka hadiček



Biosealer CR 6-PS AA je akumulátorová svářečka pro sváření hadiček krevních vaků a setů pro plazmaferézu.

Používá bezkadmiové baterie s kapacitou na více než 500 svárů, přenosná v kapse nebo na rameni.

Možno svářet i když je jehla v žíle.

Biosealer CR 6-PS AA se skládá ze 4 částí:

- ✓ kleště / pistole s 2,3 m dlouhým coaxiálním kabelem
- ✓ zdroj s bateriemi, Rf generátor
- ✓ řídicí jednotka ovládaná mikroprocesorem
- ✓ nabíječka

Součástí svářečky je popruh na rameno / uchycení na vozík.

Technická data

Baterie:	24 V NiMH (ekologická)
Příkon:	120 W max.
Doba sváření:	nastavitelná 0,5 - 5 sec.
Kmitočet:	40,68 MHz řízený krystalem
Výkon:	80 W/50Ω max
Rozměry:	167x141x35 mm (d x š x h) vč. rf výstupu
Váha:	1, 3 kg vč. baterie

LJUNGBERG & KÖGEL AB

www.ljungberg-kogel.com

info@ljungberg-kogel.com

