

## Biosealer CR 4



### CR 4 – technický popis a údaje:

Biosealer CR 4 je konstruován speciálně pro zatahování hadiček krevních vaků a plazmaferetických setů. Je vybaven vysoce výkonnou vysokofrekvenční jednotkou, která umožňuje rutinní použití bez přehřátí při odběrech a opakované použití v přípravkách. CR 4 vytvoří široký a pevný svár který dovolí snadno hadičky oddělit. Stolní jednotka automaticky zataví při vložení hadičky.

Integrovaná svářecí hlava stolní jednotky má kabel 1,9 m dlouhý.

Napětí:	230/240 VAC 50/60 Hz
Spotřeba:	220 VA
Interní pojistka:	ochrana proti vysokému proudu typ PTC
Doba svařování:	nastavitelná 0,5 – 3 sekundy
Kmitočet:	40,68 MHz
Výstupní rf výkon:	70 W
Rozměry:	290 (délka) x 220 (šířka) x 88 (výška) mm
Váha:	4,1 kg
Použití:	nepřetržitě
Třída:	ochrana proti elektrickému šoku třída I typ B
Bezpečnost dle:	IEC 601-1
EMC schválení:	IEC 601-1-2, emise EN55011 skupina 2 třída B
Stolní jednotka:	180 (délka) x 75 (šířka) x 75 (výška) mm
Váha:	1 kg
Délka kabelu:	1,9 m