

Biochemický analyzátor



- Moderní automatický biochemický a imunochemický analyzátor
- Metoda (laser/LED) Kolorimetrie turbidimetrie ELISA
- 8" TFT dotykový displej, integrovaná tiskárna
- Paměť na 50.000 měření s možností přenosu do PC
- Umožňuje měřit až 3 vzorky současně!
- Doba měření
Chemistry: 12-15 min
Imuno: 6-25 min
- V 490 x 5230 x H358 mm



Reagent Disc



SA Cartridge




Cartridge-E



Cartridge-T

Nabízené PANELY:

Obj. číslo	Název reagentie	složení	Obj. číslo	Název reagentie	složení
900120	Diagnostics Panel	AST, ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, TP, ALB, TBIL, AMY, PHOS, Ca, CHOL, GLOB	901100	cCRP	cCRP
900300	Diabetes	GLU, TP, ALB, FRU, GLOB, A/G	901110	SAA	SAA
900310	Electrolyte Panel	NA, K, Cl, CO2	901120	PHBR	Phenobarbital
900320	Diagnostics II Panel	ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, TP, ALB, TBIL, AMY, PHOS, Ca, GGT, CHOL, LIPA, GLOB	901130	cTSH	canine TSH
900330	Critical Care Panel	ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, TP, ALB, Ca, Na, K, Cl, CPK, CO2, LAC, GLOB	901140	cPROG	canine Progesterone
900212	AST+CPK	AST+CPK	901150	cCOR	Cortisol
900218	LIPA+AMY	LIPA+AMY	901160	TT4	T4
900219	NH3	NH3	901180	cPL	canine P.Lipase
900223	UPC kit (UPRO+UCRE)	UPC kit (UPRO+UCRE)	901190	fPL	feline P.Lipase
900224	BA+CHOL	BA+CHOL	901290	SDMA	SDMA
900228	BA	BA			



MEDISTA



simona.zadrazilova@medista.cz
725 818 789

jan.prokop@medista.cz
724 788 937

www.medista.cz



Název panelu	ite ms	ALP	ALT	AST	BUN #UREA	CREA	GLU	TP	ALB	TBIL	AMY	PHOS #C-Ca	Ca #C-Ca	Na	K	Cl	GGT	CPK	CHOL	Others	Kalkulované	bal ks	
Diagnosis Panel 900-120	18: 13+5	ALP	ALT	AST	BUN #UREA	CREA	GLU	TP	ALB	TBIL	AMY	PHOS #C-Ca	Ca #C-Ca						CHOL		#GLOB	#A/G, #B/C	20
Diagnosis Plus Panel 900-140	19: 13+6	ALP	ALT		BUN #UREA	CREA	GLU	TP	ALB	TBIL	AMY	PHOS #C-Ca	Ca #C-Ca	Na	K						#GLOB	#A/G, #B/C, #Na/K	20
Diagnosis-II Panel 900-320	19: 14+5	ALP	ALT		BUN #UREA	CREA	GLU	TP	ALB	TBIL	AMY	PHOS #C-Ca	Ca #C-Ca				GGT		CHOL	FLIPA	#GLOB	#A/G, #B/C	10
Critical Care Panel 900-330	21: 14+7	ALP	ALT		BUN #UREA	CREA	GLU	TP	ALB				Ca #C-Ca	Na	K	Cl		CPK		tCO2	#GLOB	#A/G, #B/C, #Na/K	10
Electrolytes Panel 900-310	6: 4+2													Na	K	Cl				tCO2	#AGap	#Na/K	10
Diabetes Panel 900-300	6: 4+2						GLU	TP	ALB												#GLOB	#A/G	10
Equine Panel 900-150	20: 14+6	ALP		AST	BUN #UREA	CREA	GLU	TP	ALB	TBIL			Ca #C-Ca	Na	K		GGT	CPK		tCO2	#GLOB	#A/G, #B/C, #Na/K	10

Název reagentie	bal ks
900-212 AST+CPK	12
900-217 LAC	12
900-218 LIPA+AMY	12
900-219 NH3	12
900-223 UPC kit(UPRO+UCRE)	12
900-228 BA	12

Název reagentie	bal ks
901-100 cCRP	10
901-110 SAA	10
901-120 PHBR	10
901-130 cTSH	10
901-150 cCOR	10

Název reagentie	bal ks
901-160 TT4	10
901-180 cPL	10
901-190 fPL	10
901-290 SDMA	10