

Ergonomická svářecí pistole pro CR 6-PS, CR 6 & CR 4



Ergonomická svářecí pistole pro
CR 6-PS, CR 6 & CR 4.

Svářecí pistole je určena ke sváření PVC hadiček, hadiček krevních vaků a plazmaferetických setů
Svářecí pistole je kompatibilní se zdroji CR 6-PS, CR 6 a CR 4.
Je ergonomická a uživatelsky příjemná.

Technická data:

Váha.....220g.

Rozměry.....180 x 145mm.

Délka kabele.....ca 80cm stočený (230cm roztažený).

Rozměr hadičky.....3-6mm vnější průměr.

LJUNGBERG & KÖGEL AB
Sweden

www.ljungberg-kogel.com