

PCR detektor patogenů PetReady S

- Plně uzavřená mikrofluidní kazeta
 - bez možnosti kontaminace
 - s fluidními ventily
 - bez nutnosti dalšího pipetování
- Technologie fluorescenční PCR v reálném čase
- Vysoká citlivost a specifičnost technologie PCR
- Od odběru vzorku k výsledku za méně než 2 hodiny
- Jednoduchý a intuitivní software pro snadné ovládání, zobrazení a tisk výsledkových zpráv.
- Kity: Single, Duplex, Triplex, Multiplex




Life Real



FPV, FCoV,
FHV, FCV,
MF, CF,
FeLV, FIV,

ToxG, Lept,
Bar, Mha,
BB, Babesia

CDV, CPV,
CCoV, CHV,
PRV, RV, CAV-1,
CAV-2, CHW,



Pipetování vzorku



Vložení kazety



Výsledek

Koagulometr APTT / PT



Obser VET

- Měřené parametry:
 - aktivovaný parciální tromboplastinový čas APTT
 - Quickův test PT
- Výsledek během pár minut
- Využívá technologii RFID v rámci test managementu
- Vybaven jedním vyhřívaným a zakrytým měřicím kanálem
- USB port pro případný upgrade softwaru, pro posílání výsledků do PC a následnou analýzu dat
- Možnost napájení z baterie (práce v terénu)