


Newsletter

2026



MEDISTA

Skyla VM100

Morfologický analyzátor s využitím




NOVÉ

- ◆ Hematologie

vč. neutrofilních tyček, segmentů a hypersegmentů + retikulocyty

- ◆ Analýza moči
- ◆ Analýza stolice
- ◆ Analýza tělních tekutin



Skyla Tutti Dx

Univerzální veterinární analyzátor

- ◆ Biochemie
- ◆ Imunologie
- ◆ Koagulace
- ◆ Močová analýza
- ◆ Rapid test
- ◆ PCR test



Rotory:



NOVÉ



iSens iSmart-300VET

Analyzátor krevních plynů a elektrolytů

Měří: pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺, Hct

Dopočítá: pH(T), pCO₂(T), pO₂(T), ctCO₂, HCO₃⁻, CHCO₃⁻(std), BE(ecf), BE(B), ctHb, Ca²⁺(7.4), pO₂(A-a), sO₂

Nejmenší kazeta (30 testů / 3 týdny)



VETOO

DX-AUTO Plus

- ◆ Nízká dávka záření - přibližně 1/100 oproti konvenčním CT
- ◆ Extra široký záběr o průměru 90cm pro snadné skenování velkých psích plemen
- ◆ Vysokorychlostní 3D rekonstrukce

- ◆ Real-time pozorování respiračních pohybů u zvířat pro diagnostiku kardioplicních onemocnění
- ◆ Rychlý čas skenu 10sec
- ◆ Velká FOV : 66 x 28 cm
- ◆ 600 řezů (0,18 / 0,3mm tloušťka řezu)



sarka.vlkova@medista.cz
777 932 106

jan.prokop@medista.cz
724 788 937

www.medista.cz